

## **Titration par précipitation avec suivi conductimétrique**

### **liste du matériel**

appareils :

- \* conductimètre avec cellule + support
- \* agitateur magnétique
- \* ordinateur avec Regressi

verrerie :

- \* burette 25 mL
- \* fiole jaugée 50 mL
- \* éprouvette 250 mL
- \* bécher F.H. 300 mL
- \* becher 75 mL

solutions :

- \* eau minérale contrexéville ( env.1,1 g/L de sulfates)
- \*  $\text{BaCl}_2$   $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- \* solution étalon pour le conductimètre